



ES

F834
Manual de instrucciones
WE-2019-F834

MICRODERMOABRASIÓN

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.




La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE


• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	TUBOS	10029	1
2	MANÍPULO	-	2
3	BOLSA DE FILTROS Y RECAMBIOS	40010	1
4	PUNTA DE DIAMANTE Ø6		1
5	PUNTA DE DIAMANTE Ø8		1
6	PUNTA DE DIAMANTE Ø15		3
7	PUNTA DE DIAMANTE Ø19		2
8	PUNTA DE DIAMANTE Ø22		2
9	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
10	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1



PANEL FRONTAL/PANEL TRASERO




1. Tubo

2. Cable de alimentación eléctrica


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como "POWER LINE INPUT".

2. Conecte correctamente un lado del tubo al panel posterior, como se indica en el dibujo.




3. Conecte el lado opuesto del tubo al mango de succión. Coloque el cabezal de diamante correcta en el mango. Hay nueve tipos de cabezales de diamante.




	Ø 22 MM
D100	Corporal. Indicado para acné, rodillas, codos y áreas con estrías
D180	
	Ø 19 MM
D180	Rostro. Indicado para manchas grandes, poros, envejecimiento por exposición solar
D220	
	Ø 15 MM
D100	Cicatrices, líneas finas y diversas imperfecciones
D200	
D250	
	Ø 8 Y 6 MM
D200	Ojos y ambos lados de la nariz. Arrugas, acné, espinillas y puntos negros
D250	

4. Compruebe que el filtro de espuma está en su posición correcta en el mango.



5. Compruebe que el filtro de metal está en su posición apropiada en el mango.



6. Puede ajustarse el efecto de succión girando el regulador.

7. Se puede ajustar el efecto de succión tapando o destapando el agujero en el lado del mango con el dedo.

8. Una vez que haya finalizado, primero apague el equipo pulsando el botón "POWER".

PRECAUCIÓN

• No deje el mango en la misma parte de la piel por mucho tiempo, ya que puede causar lesiones.

• Evite su uso en pieles irritadas.

• Las siguientes áreas de la piel no son adecuadas para estos tratamientos: los tumores de la piel, lunares, marcas de nacimiento, angiomas, labios, ojos, el herpes y las verrugas.

• El regulador de presión puede desenroscarse por completo. Si esto ocurre accidentalmente, puede enroscarlo de nuevo y la máquina seguirá funcionando correctamente.

• No haga funcionar la bomba de succión durante períodos prolongados sin tiempo de enfriamiento entre los tratamientos, con el fin de evitar el sobrecalentamiento de la bomba y daños en la máquina. Los daños causados por el sobrecalentamiento de la bomba no están cubiertos por la garantía del fabricante.

FAQ

Si la unidad no succiona bajo la acción del regulador de presión:

• Desenrosque el regulador de presión por completo.

• Compruebe que la válvula de goma negra en el extremo del regulador no está rota.

• Si así fuera, retire las piezas de la válvula de la unidad y el regulador.

• Coja una de las válvulas de goma negra, que se suministran e insértela en el regulador, ejerciendo presión.

Si el efecto de succión se reduce:

• Vuelva a colocar los filtros de metal y los filtros de espuma.

MANTENIMIENTO

• El filtro de espuma en el mango tiene que ser cambiado cada 5 tratamientos. Desmonte el mango y reemplace el filtro. A continuación, vuelva a montar el mango.

• El filtro de metal en el mango tiene que reemplazarse cada 5 tratamientos. Desmonte el mango y reemplace el filtro. A continuación, vuelva a montar el mango.

• Limpie y desinfecte los cabezales de diamante después de cada tratamiento

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
10029	TUBOS
40010	BOLSA DE FILTROS Y RECAMBIOS
	PUNTA DE DIAMANTE Ø6
	PUNTA DE DIAMANTE Ø8
	PUNTA DE DIAMANTE Ø15
	PUNTA DE DIAMANTE Ø19
	PUNTA DE DIAMANTE Ø22

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	36x31x1,85
	Peso bruto (Kg)	3,8
	Tamaño consola (cm)	31x17/24x13
Características de trabajo	Potencia de trabajo	65 W
	Presión de trabajo	0 ~ -0,8 bar
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	65 W



EN

F834
Instruction Manual
WE-2019-F834

MICRODERMABRASION

WARNING

• Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

• Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

• Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

• If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.


EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING

 Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to

incorrect operation.




The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS


• These components are subject to change without prior notice.

• Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	TUBES	10029	1
2	HANDLE	-	2
3	BAG OF FILTERS AND SPARES	40010	1
4	DIAMOND HEAD Ø6		1
5	DIAMOND HEAD Ø8		1
6	DIAMOND HEAD Ø15		3
7	DIAMOND HEAD Ø19		2
8	DIAMOND HEAD Ø22		2
9	MAIN UNIT	-	1
10	FEEDER CABLE	-	1



FRONT PANEL/REAR PANEL




1. Tube

2. Power line input


INSTRUCTIONS OF USE

1. Connect the power supply via the rear panel, indicated in the sketch as "POWER LINE INPUT".

2. Correctly connect one side of the pipe to the rear panel as indicated in the sketch.



3. Connect the opposite side of the pipe to the vacuum handle. Place the correct diamond head in the handle. There are nine types of diamond heads.



Ø 22 MM

D100 Body. Suitable for acne, knees, elbows and areas with stretch marks
D180

Ø 19 MM

D180 Face. Suitable for large spots, pores, aging sun exposure
D220


Ø 15 MM

D100 Scars, fine lines and various imperfections
D200


Ø 8 AND 6 MM

D200 Eyes and both sides of the nose. Wrinkles, acné, pimples and blackheads
D250

4. Check that the foam filter is in its proper position in the handle.



5. Check that the metal filter is in its proper position in the handle.



6. You can adjust the suction effect by turning the regulator.

7. You can adjust the suction effect by covering or uncovering the hole in the side of the handle with your finger.

8. Once you have finished, first turn off the unit by pressing the "POWER" button.

CAUTIONS

• Do not leave the handle on the same part of skin for too long since it can cause injuries.

• Avoid using it on irritated skin.

• The following skin areas are unsuitable for these treatments: skin tumors, moles, birthmarks, angiomas, lips, eyes, herpes and warts.

• The pressure regulator can be unscrewed completely. If this happens accidentally, you can screw it back on and the machine will still work correctly.

• Do not work the vacuum pump for extended periods without cool-down time between treatments in order to prevent overheating of the pump and damage to the machine. Damage caused by overheating of the pump is not covered by the manufacturer's warranty.

FAQ

If the unit does not suck under the action of the pressure regulator:

• Unscrew the pressure regulator completely.

• Check that the black rubber valve on the end of the regulator is not broken.

• If it is, remove the valve pieces of both the unit and the regulator.

• Take one of the black rubber valves that are supplied and insert it in the regulator, exerting pressure.

If the suction effect is reduced:

• Replace the metal and foam filters.

MAINTENANCE

• The foam filter in the handle needs to be changed after every 5 treatments. Dismantle the handle and replace the filter. Then reassemble the handle.

• The metal filter in the handle needs to be changed after every 5 treatments. Dismantle the handle and replace the filter. Then reassemble the handle.

• Clean and sterilize the diamond heads after every treatment.

ACCESSORIES

REF.	DESCRIPTION
10029	TUBES
40010	BAG OF FILTERS AND SPARES
	DIAMOND HEAD Ø6
	DIAMOND HEAD Ø8
	DIAMOND HEAD Ø15
	DIAMOND HEAD Ø19
	DIAMOND HEAD Ø22

TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	36x31x1,85
	Gross weight (kg)	3,8
	Product size (cm)	31x17/24x13
Working characteristics	Working power	65 W
	Working pressure	0 bar ~ -0,8 bar
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	65 W



FR

F834
Mode d'emploi
WE-2019-F834

MICRODERMABRASION

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.





L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	TUYAU	10029	1
2	POIGNÉE	-	2
3	SAC DE FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE	40010	1
4	TÊTE DIAMANT Ø6		1
5	TÊTE DIAMANT Ø8		1
6	TÊTE DIAMANT Ø15		3
7	TÊTE DIAMANT Ø19		2
8	TÊTE DIAMANT Ø22		2
9	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
10	CÂBLE ALIMENTATION	-	1



PANNEAU AVANT/PANNEAU ARRIÈRE




1. Tuyau

2. Câble alimentation


MODE D'EMPLOI

1. Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière, indiqué sur le schéma par l'expression «POWER LINE INPUT».

2. Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma.



3. Branchez l'autre extrémité du tuyau au manche aspirateur. Placez la pointe en diamant adaptée dans le manche. Il existe neuf types de pointes en diamant.



Ø 22 MM

D100 Corps. Convient pour l'acné, les genoux, les coudes et les zones avec vergetures

Ø 19 MM

D180 Visage. Convient pour de grandes taches, pores, le vieillissement exposition au soleil

Ø 15 MM

D100 Les cicatrices, les ridules et les imperfections diverses

D200


D250

Ø 8 ET 6 MM


D200 Les yeux et les deux côtés du nez.

D250 Rides, acné, boutons et points noirs

4. Vérifiez que le filtre en mousse est correctement positionné dans le manche.



5. Vérifiez que le filtre en métal est correctement positionné dans le manche.



6. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en réglant le régulateur.

7. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en couvrant ou découvrant le trou sur le côté du manche avec votre doigt.

8. Une fois que vous avez terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «POWER».

CAUTIONS

• Ne laissez pas le manche aspirateur au même endroit de la peau trop longtemps car cela peut provoquer des blessures.

• Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau irritée.

• Les zones suivantes ne sont pas adaptées pour les traitements : tumeurs de la peau, grains de beauté, marques de naissance, angiomes, lèvres, yeux, herpès, et verrues.

• Le régulateur de pression peut être complètement dévissé. Si cela arrive par accident, vous pouvez le revisser et l'appareil fonctionnera de nouveau correctement.

• Ne faites pas fonctionner la pompe à vide pendant de longues périodes sans avoir laissé de périodes pour refroidir entre chaque afin d'empêcher une surchauffe de la pompe qui pourrait provoquer un dommage sur l'appareil. Les dommages provoqués par une surchauffe de la pompe ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant.

FAQ

Si l'appareil n'aspire pas sous l'action du régulateur de pression:

• Dévissez le régulateur de pression complètement.

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille		
Taille de l'emballage (cm)		36x31x1,85
Poids brut (kg)		3,8
Dimensions produit (cm)		
		31x17/24x13
Caractéristiques de travail		
Puissance de travail		65 W
Pression de travail		0 bar ~ -0,8 bar
Caractéristiques électriques		
Tension nominale		220V ~ 240V
Fréquence		50Hz/60Hz
Puissance nominale		65 W

• Vérifiez que la valve en caoutchouc noir au bout du régulateur n'est pas cassée.

• Si elle l'est, retirez les valves de l'appareil et du régulateur.

• Prenez une des valves en caoutchouc noir fournies et insérez-la dans le régulateur en appliquant une pression.

Si l'effet d'aspiration est diminué:

• Remplacez les filtres en métal et en mousse.

MAINTENANCE

• Le filtre en mousse dans le manche doit être changé tous les 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.

• Le filtre en métal dans le manche doit être changé tous les 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.

• Nettoyez et stérilisez les pointes en diamant après chaque traitement.

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10029	SONDE YEUX
40010	SAC DE FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE
	TÊTE DIAMANT Ø6
	TÊTE DIAMANT Ø8
	TÊTE DIAMANT Ø15
	TÊTE DIAMANT Ø19
	TÊTE DIAMANT Ø22



DE

F834
Bedienungsanleitung
WE-2019-F834

MICRODERMABRASION

WARNUNG

• Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

• Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.


EC-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING

 Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.




Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

PACKUNGSINHALT


• Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	ROHR	10029	1
2	HANDSTÜCK	-	2
3	TÜTE VON FILTERN UND ER SATZTEILE	40010	1
4	DIAMANTAUFSAETZEN Ø6		1
5	DIAMANTAUFSAETZEN Ø8		1
6	DIAMANTAUFSAETZEN Ø15		3
7	DIAMANTAUFSAETZEN Ø19		2
8	DIAMANTAUFSAETZEN Ø22		2
9	HAUPT-EINHEIT	-	1
10	STROMKABEL	-	1



SCHALT-TAFEL/HINTERE SCHALT-TAFEL




1. Rohr

2. Stromkabel


GEBRAUCHS

1. Stecken Sie das Stromkabel an der Geräterückseite ein.

2. Stecken Sie das eine Leitungsende auf der Geräterückseite ein, wie in der Abbildung gezeigt wird.




3. Stecken Sie das entgegengesetzte Leitungsende in den Vakuumhandgriff. Stecken Sie den richtigen Diamantaufsatz in den Handgriff. Es stehen neun Diamantaufsätze zur Auswahl.




	Ø 22 MM
D100	Körper. Geeignet für Akne, Knie, Ellbogen und Gebiete mit Dehnungsstreifen
D180	
	Ø 19 MM
D180	Gesicht. Geeignet für große Flecken, Poren, Alterung Sonnenexposition
D220	
	Ø 15 MM
D100	Narben, feinen Linien und verschiedenen Unvollkommenheiten
D200	
D250	
	Ø 8 UND 6 MM
D200	Augen und beide Seiten der Nase.
D250	Falten, Akne, Pickel und Mitesser

4. Überprüfen Sie, dass das Schaumstofffilter im Handgriff richtig angebracht ist.



5. Überprüfen Sie, dass das Metallfilter im Handgriff richtig angebracht ist.



6. Die Saugwirkung kann mit dem Regler eingestellt werden.

7. Die Saugwirkung kann auch durch Ab- und Aufdecken des Lochs an der Handgriffseite mit dem Finger reguliert werden.

8. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät mit dem "POWER"-Taster aus.

VORSICHT

• Lassen Sie den Handgriff nicht zu lange an derselben Hautfläche; das könnte zu Verletzungen führen.

• Vermeiden Sie das Gerät auf gereizter Haut zu verwenden.

• Die Hautstellen, auf denen sich Hauttumore, Leberflecken, Muttermale, Blutschwämme, Herpes und Warzen befinden, sowie Lippen und Augen sind für diese Behandlung nicht geeignet.

• Der Druckregler lässt sich vollständig abschrauben. Wenn dies versehentlich geschieht, können Sie ihn wieder anschrauben und das Gerät arbeitet weiter einwandfrei.

• Arbeiten Sie mit der Vakuumpumpe nicht über längere Zeiträume, ohne die Abkühlzeit zwischen den Behandlungen einzuhalten, um eine Überhitzung der Pumpe und Schaden am Gerät zu vermeiden. Durch Überhitzung entstandene Schäden an der Pumpe werden von der Herstellergarantie nicht gedeckt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	36x31x1,85
	Bruttogewicht (kg)	3,8
	Produktabmessungen (cm)	31x17/24x13
Technische Daten	Arbeitsleistung	65 W
	Betriebsdruck	0 bar ~ -0,8 bar
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	65 W

FAQ

Wenn das Gerät unter Einwirkung des Druckreglers nicht ansaugt:

• Schrauben Sie den Druckregler vollständig heraus.

• Prüfen Sie, ob das schwarze Gummiventil am Ende des Reglers defekt ist.

• Wenn es defekt ist, entfernen Sie die Ventiltteile des Geräts und des Reglers.

• Setzen Sie eines der mitgelieferten schwarzen Gummiventile mit Druck in den Regler ein.

Wenn die Saugwirkung nachlässt:

• Ersetzen Sie das Metall- und Schaumstofffilter.

WARTUNG

• Die Schaumstofffilter im Handgriff müssen jeweils nach 5 Behandlungen ausgetauscht werden. Bauen Sie den Handgriff auseinander und ersetzen Sie das Filter. Dann bauen Sie den Handgriff wieder zusammen.

ZUBEHÖR

REF.	BESCHREIBUNG
10029	AUGENSONDE
40010	TÜTE VON FILTERN UND ERSATZ TEILE
	DIAMANTAUFSAETZEN Ø6
	DIAMANTAUFSAETZEN Ø8
	DIAMANTAUFSAETZEN Ø15
	DIAMANTAUFSAETZEN Ø19
	DIAMANTAUFSAETZEN Ø22



IT

F834
Manuale d'istruzioni
WE-2019-F834

MICRODERMOABRASIONE

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni degli elementi elettrici dell'apparecchiatura.

- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

- Se il cavo elettrico fosse rotto, chiedere al distributore di fornirne un altro per evitare rischi.

- Non lasciare le sonde ultrasuoni accese senza controllo perché potrebbero surriscaldarsi e causare danni alla sonda o diminuire la loro vita utile.

- Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile dal suo manico di gomma; qualsiasi tentativo di farlo potrebbe causare danni irreparabili al generatore.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima d'utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchiatura.

L'azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.





L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sugli apparecchi senza previo avviso. Se riscontrate errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO


- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

N°	PRODOTTO	REF.	QUANT.
1	TUBO	10029	1
2	MANIPOLO	-	2
3	SACCHETTO DI FILTRI E RICAMBI	- 40010	1
4	PUNTE DI DIAMANTE Ø6		1
5	PUNTE DI DIAMANTE Ø8		1
6	PUNTE DI DIAMANTE Ø15		3
7	PUNTE DI DIAMANTE Ø19		2
8	PUNTE DI DIAMANTE Ø22		2
9	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
10	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	- -	1



PANNELLO FRONTALE/ POSTERIORE



1. Tubo

2. Cavo alimentazione elettrica

ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare correttamente un lato del tubo nel pannello posteriore, come indicato sull'immagine.

2. Connettere l'altro lato del tubo al manipo di suzione. Inserire il capezzale di diamante indicato nel manipo. Ci sono nove tipi di capezzali.

Ø 22 MM
D100 Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti e aree con smagliature.
D180

Ø 19 MM
D180 Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare.
D220

Ø 15 MM
D100 Cicatrici, linee fini e diversi inestetismi.
D200
D250

Ø 8 Y 6 MM
D200 Occhi ed entrambi i lati del naso. Rughe, acne, brufoli e punti neri.
D250

3. Verificare che il filtro di schiuma sia posizionato correttamente nel manipo.

4. Verificare che il filtro di metallo sia posizionato correttamente nel manipo.

5. È possibile regolare l'effetto di suzione tramite girando il regolatore.

6. È possibile regolare l'effetto di suzione tappando o stappando il foro al lato del manico con il dito.

7. Una volta terminato il trattamento, spegnere l'apparecchiatura mediante il tasto "POWER".

PRECAUZIONI

- Non lasciare il manipo nella stessa parte della pelle durante molto tempo,

- Evitare l'uso su pelli irritate.

- Le seguenti aree della pelle non sono adeguate per questi trattamenti: tumori della pelle, nei, marche, angioma, labbra, occhi, herpes e verruche.

- Non far funzionare la pompa di suzione per lunghi periodi senza tempo di raffreddamento tra i trattamenti, per evitare il surriscaldamento della pompa e danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del fabbricante.

FAQ

Se il dispositivo non suziona nonostante l'azione del regolatore di pressione:

- Svitare il regolatore di pressione completamente.

- Verificare che la valvola di gomma nera nell'esterno del regolatore non sia rotta.

- Se così fosse, ritirare i pezzi della valvola dell'unità ed il regolatore.

- Prendere una delle valvole di gomma nera in dotazione e inserirla nel regolatore con un po' di pressione.

Se l'effetto di suzione si riduce:

- Cambiare i filtri di metallo e i filtri di schiuma.

MANTENIMENTO

- I filtri di schiuma e i filtri di metallo nel manipo si devono cambiare ogni 5 trattamenti. Smontare il manipo e sostituire i filtri. Quindi rimontare il manipo.

- Pulire e disinfettare i capezzali di diamante dopo ogni trattamento.

ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
10029	TUBO
40010	BOSACCHETTO DI FILTRI E RICAMBI
	PUNTE DI DIAMANTE Ø6
	PUNTE DI DIAMANTE Ø8
	PUNTE DI DIAMANTE Ø15
	PUNTE DI DIAMANTE Ø19
	PUNTE DI DIAMANTE Ø22

SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballaggio (cm)	36x31x1,85
	Peso lordo (Kg)	3,8
	Dimensioni unità principale (cm)	31x17/24x13
Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	65 W
	Pressione di lavoro	0 ~ -0,8 bar
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	65 W