



GIMA

1 pz.



8 023279 343366



REF 34336

LOT 0000xx

SET LARINGO "MAXLITE" F.O. LED PEDIATRICO 3 LAME MILLER 00-0-1 - 2,5V
 MAXLITE F.O.LED PEDIATRIC SET 3 BLADES MILLER 00-0-1 - 2.5 V
 SET LED À F.O. MAXLITE PÉDIATRIQUE 3 lames: Miller 00-0-1 (2,5V)
 SET LARINGO "MAXLITE" F.O. LED PEDIÁTRICO 3 HOJAS MILLER 00-0-1 (2,5V)



GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
 Made in Pakistan - www.gimaitaly.com



MD



CE

509037/C - Rev. 2 - 04/20
Size 19x23,5x4,8 cm

- REF 34333** Adult set 3 blades Maxlite MCInosh 1-2-3 / Xenon/Helogen bulb (2.5V)
REF 34334 Adult set 4 blades Maxlite MCInosh 1-2-3-4 / Xenon/Helogen bulb (2.5V)
REF 34335 Adult set 3 blades Maxlite 2-3-4 / Led bulb (2.5V)
REF 34337 Adult set 4 blades Maxlite MCInosh 1-2-3-4 / Led bulb (3.5V)
REF 34338 Adult set 4 blades Maxlite MCInosh 1-2-3-4 / Lampadina Led (3.5V)
- REF 34332** Pediatric set 3 blades Maxlite Miller 00-0-1 Xenon/Helogen bulb (2.5V)
REF 34336 Pediatric set 3 blades Maxlite Miller 00-0-1 Led bulb (2.5V)
- Lampadina Xenon/Allogena (2.5V)
 Set pediatrico 3 lame Maxlite Miller 00-0-1
 Lampadina Led (2.5V)

Laringoscopi a Fibre Ottiche Maxlite




- Laryngoscope à fibre optique - Maxlite
- Laringoscópios em fibra ótica - Maxlite
- Laryngoskopy światłowodowe - Maxlite
- Λαρυγγοσκόπιο οπτικής ίνας - Maxlite



- Luce fredda ad elevata luminosità - fibra Ø 4,5 mm
- Autoclavabile a 134°C per 2000 cicli
- Intensità luminosa 8000 LUX (2,5V) o 14000 LUX (3,5V)
- Fascio di fibre ottiche integrato, senza cavità che potrebbero trattenere sporcizia o fluidi corporali.

www.gimaitaly.com



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

Vedere etichetta bar code
See bar code label



GIMA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Maxlite Fiber Optic Laryngoscopes



- Laringoscopios de fibra óptica - Maxlite
- Maxlite LWL-Laryngoskope
- Laringoscop cu fibră optică - Maxlite
- مناظير الحنجرة بألياف بصرية - Maxlite



- Superior cold, bright light Ø 4,5 mm fibre
- Autoclavable at 134°C for 2000 cycles
- Light intensity 8000 LUX (2.5V) or 14000 LUX (3.5V)
- Integrated F.O. bundle with no cavities to trap dirt or body fluids

www.gimaitaly.com



GIMA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com