



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

**Zusatzbeschreibung Druckausgleichsschraube**  
**Supplementary instructions to screw for pressure compensation**  
**Instructions supplémentaires au Vis de compensation de pression**


## **KERN KFN-TM/TAM**

Version 1.0  
2018-10

Einbau Druckausgleichsschraube zur Verbesserung der IP-Schutz-Performance

Installation of the screw for pressure compensation to improve the IP protection performance

Installation de vis de compensation de pression améliorer les performances de protection IP



Schutzdeckel entfernen

Remove protection cover

Retirer la housse de protection



Druckausgleichsschraube einsetzen

Insert screw for pressure compensation

Égalisation de vis de compensation de pression

Français | English | Deutsch

**KFN-TM/TAM-ZB-def-1810**