


MOE

Carro · Trolley · Chariot




BASE



- Base de aluminio
- Aluminum base
- base en aluminium

POSTE · POLE · PIED



- Poste graduable de acero inoxidable
- Height adjustable stainless steel pole
- Pied réglable en hauteur en acier inoxydable

BANDEJA · TRAY · PLATEAU




- Bandeja de ABS de alto impacto extraíble y ajustable en altura
- Height adjustable high impact ABS removable tray
- Plateau extractible et réglable en hauteur fabriqué en ABS hautement résistant

RUEDAS · WHEELS · ROULETTES



- Ruedas de PP
- PP castors
- Roulettes en polypropylène

COMPLEMENTO · COMPLEMENT · COMPLÉMENT



- Base cuadrada en acero inoxidable
- Square stainless steel base
- Base carrée en acier inoxydable

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



- Embalaje unitario en caja de cartón de 5 láminas
- Single packaging in 5 layer carton box
- Emballage unitaire dans une boîte en carton de 5 couches

PESO · WEIGHT · POIDS

KG 3,26Kg

VOLUMEN · VOLUME

m³ 0,04m³

CAJAS · BOXES · CARTONS

1 47cm x 19cm x 46cm