

# TERMOSEPT

**Digital steriliser for beauty centres. It works at a maximum temperature of 180°C by heating the tank of quartz beads.**

Esterilizador digital para centros de estética. Funciona a una temperatura máxima de 180°C calentando el depósito de bolas de cuarzo.

Stérilisateur digital pour des centres d'esthétique. Il fonctionne à une température maximale de 180°C en chauffant le petit réservoir avec des billes de quartz.

*Digital Sterilizer besonders für Kosmetikstudios geeignet. Er erreicht eine maximale Temperatur von 180°C, was die Quarz Kugeln Behälter erhitzt.*

*Sterilizzatore digitale per centri estetici. Funziona a una temperatura massima di 180°C riscaldando un serbatoio di perle di quarzo.*

## Digital Sterilizer High Temperature Ref. S01

Size: 20x20x19  
Weight: 1 Kg

**Input voltage:** 220 ~240V  
**Input frequency:** 50/60Hz  
**Rated power:** 80W  
**Temperature max.:** 180°C

**PACKING SIZE cm**  
22x22x22 (1 pcs)  
68x46x25 (6 pcs)  
**N.W. kg**  
1  
**G.W. kg**  
1,4

